


# GINEVRA BRACCIOLO 1



Kit Roller  
Standard



Parzialmente  
Sfoderabile



PRODOTTO  
ANTALGICO  
D.M. 1650059/R




DISPOSITIVO  
MEDICO  
DETRAZIONE  
FISCALE DEL 19%



- Struttura portante in ferro.
- Imbottitura poliuretano espanso a densità differenziate.
- Seduta con cinghie elastiche ad alta resistenza.
- Movimento relax con motore Emme Plus.
- **Movimento manuale brevettato dello schienale per ridurre la profondità della seduta.**
- **Kit roller: di serie.**
- **Tecnologia fibramed: di serie.**
- **Parzialmente sfoderabile.**

- *Armchair features an iron supporting frame.*
- *Differentiated-density polyurethane foam filling.*
- *Seat with extra-strong elastic straps.*
- *The movement is powered by Emme Plus motors.*
- **Patented manual movement of the backrest to reduce the depth of the seat.**
- **Roller kit: standard.**
- **Fibramed technology: standard.**
- **Partially removable cover.**

- Structure portante en fer.
- Rembourrage en polyuréthane expansé à cotes différenciées.
- Assise avec courroies élastiques à haute résistance.
- Mouvement Relax électrique avec moteurs Emme Plus.
- **Mouvement manuel breveté du dossier pour réduire la profondeur de l'assise.**
- **Kit de rouleaux: standard.**
- **Fibramed technologie: standard.**
- **Partiellement dehoussable.**



EMME  
Plus





# GINEVRA BRACCIOLO 2



PRODOTTO  
ANTALGICO  
D.M. 1650059/R



DISPOSITIVO  
MEDICO  
DETRAZIONE  
FISCALE DEL 19%



Kit Roller  
Standard




Parzialmente  
Sfoderabile

- Struttura portante in ferro.
- Imbottitura poliuretano espanso a densità differenziate.
- Seduta con cinghie elastiche ad alta resistenza.
- Movimento relax con motore Emme Plus.
- **Movimento manuale brevettato dello schienale per ridurre la profondità della seduta.**
- **Kit roller: di serie.**
- **Tecnologia fibramed: di serie.**
- **Parzialmente sfoderabile.**

- *Armchair features an iron supporting frame.*
- *Differentiated-density polyurethane foam filling.*
- *Seat with extra-strong elastic straps.*
- *The movement is powered by Emme Plus motors.*
- **Patented manual movement of the backrest to reduce the depth of the seat.**
- **Roller kit: standard.**
- **Fibramed technology: standard.**
- **Partially removable cover.**

- Structure portante en fer.
- Rembourrage en polyuréthane expansé à cotes différenciées.
- Assise avec courroies élastiques à haute résistance.
- Mouvement Relax électrique avec moteurs Emme Plus.
- **Mouvement manuel breveté du dossier pour réduire la profondeur de l'assise.**
- **Kit de rouleaux: standard.**
- **Fibramed technologie: standard.**
- **Partiellement dehoussable.**



EMME  
Plus





Tessuto Londa col. 95  
*Tissu Londa col. 95*  
Fabric Londa col. 95





## MOVIMENTO DELLO SCHIENALE BREVETTATO

Ginevra è l'unica poltrona relax ad avere lo schienale che si può spostare più avanti o più indietro. Questo permette di avere una seduta più o meno profonda che offre una maggiore adattabilità alla vostra conformazione fisica.

Infatti l'altezza di ogni persona determina la necessità di avere una maggiore o minore superficie di appoggio per godere del massimo comfort.

*Ginevra is the only relaxation chair with a backrest that can be moved further forward or backward. This allows you to have a more or less deep seat that offers greater adaptability to your physical conformation. In fact, the height of each person determines the need to have a greater or lesser support surface to enjoy maximum comfort.*

Ginevra est le seul fauteuil de relaxation avec un dossier qui peut être déplacé plus en avant ou en arrière. Cela vous permet d'avoir une assises plus ou moins profonde qui offre une plus grande adaptabilité à votre conformation physique.

En effet, la taille de chaque personne détermine la nécessité d'avoir une surface d'appui plus ou moins grande pour profiter d'un confort maximal.


POSIZIONE SCHIENALE AVANZATO - PROFONDITÀ SEDUTA: 44 CM  
 ADVANCED BACKREST POSITION - SEAT DEPTH: 44 CM  
 POSITION AVANCÉE DU DOSSIER - PROFONDEUR D'ASSISE: 44 CM




POSIZIONE SCHIENALE DI SERIE - PROFONDITÀ SEDUTA: 50 CM  
 BACKREST POSITION AS STANDARD - SEAT DEPTH: 50 CM  
 POSITION DU DOSSIER DE SÉRIE - PROFONDEUR D'ASSISE: 50 CM




## BRACCIOLO 1



## BRACCIOLO 2



## BRACCIOLO 3



## BRACCIOLO 4

