


MAGIC



Memory foam



Parzialmente Sfoderabile



Kit Roller Standard

- Struttura portante in ferro e in legno multistrato.
- Imbottitura poliuretano espanso a densità differenziate.
- Seduta con cinghie elastiche ad alta resistenza.
- **Movimento manuale brevettato dello schienale per ridurre la profondità della seduta.**
- **Poggiatesta reclinabile manualmente.**
- **Seduta in memory foam di serie.**
- **Parzialmente sfoderabile.**

- *Armchair features an iron supporting frame.*
- *Differentiated-density polyurethane foam filling.*
- *Seat with extra-strong elastic straps.*
- **Patented manual movement of the backrest to reduce the depth of the seat.**
- **Manually reclining headrest.**
- **Memory foam seat as standard.**
- **Partially removable covers.**

- Structure portante en fer.
- Rembourrage en polyuréthane expansé à cotes différenciées.
- Assise avec courroies élastiques à haute résistance.
- **Mouvement manuel breveté du dossier pour réduire la profondeur de l'assise.**
- **Appui-tête inclinable manuellement.**
- **Assise en mousse viscoélastique de série.**
- **Couvertures partiellement déhoussables.**



EMME
Plus

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I
DISPOSITIVO MEDICO
DETRAZIONE
FISCALE DEL 19%





Tessuto Fashion col. 11
Tissu Fashion col. 11
Fabric Fashion col. 11



TAVOLINO ESTRAIBILE


La poltrona Magic ha la possibilità di montare un piano d'appoggio ancorato direttamente sulla struttura grazie a due staffe posizionate fra i braccioli e la seduta.

The Magic armchair has the option of mounting a support surface anchored directly to the structure thanks to two brackets positioned between the armrests and the seat.

Le fauteuil Magic a la possibilité de monter une surface d'appui ancrée directement à la structure grâce à deux supports positionnés entre les accoudoirs et l'assise.



MOVIMENTO DELLO SCHIENALE BREVETTATO



Sollevare lo schienale, spingere in avanti e abbassare per seduta meno profonda.

Raise the backrest, push forward and lower for shallower seating.

Soulevez le dossier, poussez vers l'avant et abaissez pour une assise moins profonde.

Sollevare lo schienale, spingere indietro e abbassare per seduta di serie.

Raise the backrest, push back and lower for standard seating.

Soulevez le dossier, poussez-le vers l'arrière et abaissez-le pour une assise standard.

Magic è l'unica poltrona relax ad avere lo schienale che si può spostare più avanti o più indietro. Questo permette di avere una seduta più o meno profonda che offre una maggiore adattabilità alla vostra conformazione fisica.

Infatti l'altezza di ogni persona determina la necessità di avere una maggiore o minore superficie di appoggio per godere del massimo comfort.

Magic is the only relaxation chair with a backrest that can be moved further forward or backward. This allows you to have a more or less deep seat that offers greater adaptability to your physical conformation.

In fact, the height of each person determines the need to have a greater or lesser support surface to enjoy maximum comfort.

Magic est le seul fauteuil de relaxation avec un dossier qui peut être déplacé plus en avant ou en arrière. Cela vous permet d'avoir une assises plus ou moins profonde qui offre une plus grande adaptabilité à votre conformation physique.

En effet, la taille de chaque personne détermine la nécessité d'avoir une surface d'appui plus ou moins grande pour profiter d'un confort maximal.



POSIZIONE SCHIENALE DI SERIE - PROFONDITÀ SEDUTA: 50 CM
 BACKREST POSITION AS STANDARD - SEAT DEPTH: 50 CM
 POSITION DU DOSSIER DE SÉRIE - PROFONDEUR D'ASSISE: 50 CM

POSIZIONE SCHIENALE AVANZATO - PROFONDITÀ SEDUTA: 44 CM
 ADVANCED BACKREST POSITION - SEAT DEPTH: 44 CM
 POSITION AVANCÉE DU DOSSIER - PROFONDEUR D'ASSISE: 44 CM

