

TIFFANY




Kit Roller Standard



Kit Vibro su richiesta



Memory foam



Parzialmente Sfoderabile




DISPOSITIVO MEDICO
DETRAZIONE FISCALE DEL 19%



- Struttura portante in ferro.
- Imbottitura poliuretano espanso a densità differenziate.
- Seduta con cinghie elastiche ad alta resistenza.
- Movimento relax con motore EMME PLUS.
- N.B. trapuntatura solo con tessuto Salvador in tutte le varianti di colore.
- Memory foam su seduta di serie.
- **Kit vibro: su richiesta.**
- **Kit roller: su richiesta.**
- **Parzialmente sfoderabile.**

- *Armchair features an iron supporting frame.*
- *Differentiated-density polyurethane foam filling.*
- *Seat with extra-strong elastic straps.*
- *The movement is powered by Emme Plus motors.*
- *N.B. quilting only with Salvador fabric in all colors variations.*
- *Memory foam on seat as standard.*
- **Kit vibro: on request.**
- **Kit roller: on request.**
- **Partially removable cover.**

- Structure portante en fer.
- Rembourrage en polyuréthane expansé à cotes différenciées.
- Assise avec courroies élastiques à haute résistance.
- Mouvement Relax électrique avec moteurs Emme Plus.
- N.B. matelassage uniquement avec du tissu Salvador dans toutes les variations de couleurs.
- Mousse à mémoire de forme de série sur l'assise.
- **Kit vibro: sur demande.**
- **Kit roller: sur demande.**
- **Partiellement dehoussable.**



EMME Plus



Tessuto Salvador col. 07
Tissu Salvador col. 07
Fabric Salvador col. 07